



ROTH Fingerrückenbetätigung ist kein Anfassen!

(Türklinkenbetätigung mit Fingerrücken gibt es nicht!)

34 Entscheidungsfakten: Armhebelspender? **oder ab jetzt ROTH-Fingerrückenspender zur hygienischen Händewaschung und Desinfektion**

Wenn Ihnen von 34 Entscheidungspunkten 20 à 1 Cent /Tag x 5 Garantie-Jahre wichtig sind, so hat der ROTH-Fingerrückenspender einen nachhaltigen Mehrwert von 365.- €

Entscheidungspunkte

Betätigung: Armhebel / Fingerrücken

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Unfallschutz UVV | Hebel soll nach unten weisen, Gesicht und Augenschutz für sehgeschwächer gewordene Personen UVV-Unfallverhütungsvorschrift | 0 | 1 |
| 2 | Arbeitsschutz | Im Flur/Durchgangsbereich flexibel ausweichende ROTH-Silikon-Tropfschale, unterseitig hinter Magnet an der flächenplanen ROTH-Edelstahl-Rückwand-Platte einhängbar | 0 | 1 |
| 3 | Schraubenlos Selbstklebend | Zeitsparend ausgerüstete hygienisch flächenplane Edelstahlrückwandplatte zum Befestigen auf Möbelteilen, Geräten, Spiegel, Fliesen, da keine Betätigungslast von der Wand weg entsteht | 0 | 1 |
| 4 | Klebefähig sowie Anschraub-kompatibel | Die hygienisch flächenplane ROTH-Edelstahl-Rückwandplatte hat zum Tauschen Anschraub-Loch-Maße wie die Kunststoffwandplatten von Gelzenritter / ingo-man. ROTH-Besonderheit: Sie kann jedoch mit Glabete oder PU-Kleber auf Glasfasertapete/Putz geklebt werden. | 0 | 1 |
| 5 | Ohne Schrauben Ohne Kleben | Variabel positionierbar, mit multifunktionalem ROTH-Mobilhalter, incl. Vakuumanzeige am abschließbaren MOBELI-Saugkopf | 0 | 1 |
| 6 | Kreuzkontaminationen | nach Öffnen von Türen, Händeschütteln usw. werden signifikant von Spendern mit Fingerrückenbetätigung vermieden s. SMP-Zertifikat | 0 | 1 |
| 7 | Sofort Isolierzimmer-Bedarf | Werkzeuglos schnelle Positionierung an allen poren-dichten, planen Flächen auf Türzarge, Tür, indem die 500 ml Spender vom Typ ingo-man Classic oder IMP in das vakuumbefestigte ROTH-Mobilhaltersystem mit MOBELI-Saugkopf für ...Tage bis ... Monate umgesetzt werden | 0 | 1 |
| 8 | Intensivstation | Mobile Positionierung in Bettnähe, an Geräten, auf Tischflächen, am Bett/Nachttisch mit dem vakuumbefestigten ROTH-Mobilhaltersystem | 0 | 1 |
| 9 | Oberschränke kompatibel | Unterseitig an Schrankboden oder -seite vakuumbefestigt eingehängt am ROTH-Mobilhaltersystem mit MOBELI-Saugkopf | 0 | 1 |
| 10 | Kleinwüchsige | Mobile Höhenanpassung mit vakuumbefestigtem Mobilhaltersystem | 0 | 1 |
| 11 | Großwüchsige | Mobile Höhenanpassung mit vakuumbefestigtem Mobilhaltersystem | | |
| 12 | Elektro-/ Wasser-/ Gas-/ IT-Leitungen | Keine Bohrlöcherschäden, schraubenlos selbstklebend oder vakuumbefestigtes ROTH-Mobilhaltersystem, keine Monteure notwendig | 0 | 1 |
| 13 | Bequeme Bedienhöhe | Bequeme Bedienhöhe ist wesentliche Voraussetzung für hohe Benutzungszahl (siehe Bundesgesundheitsblatt 2000;43;230-233) | 0 | 1 |
| 14 | 1-Hand-Bedienung | Siehe Barrierefrei-DIN 18040-Schutzziele, ROTH-Besonderheit | 0 | 1 |
| 15 | Hemiplegiker | Fingerrückenspender-1-Hand-Bedienung | 0 | 1 |
| 16 | Tetraplegiker | Fingerrückenspender-1-Hand-Bedienung | 0 | 1 |
| 17 | Schnellzugriff | Über das Waschbecken hinweg (Hand am lang ausgestreckten Arm, siehe Bild Seite 2) | 0 | 1 |
| 18 | Contergan-Personen | Nutzungsfreundliche Bedienung mit allen Körperteilen / Extremitäten | 0 | 1 |
| 19 | Körperachsen-neutral | Bedienung geradeaus (Frisch-operierte /Reha-Personen müssen sich nicht über das Waschbecken beugend mit kurzer Ellenbogenlänge verdrehen) | 0 | 1 |
| 20 | Hygienische Distanz zum Spenderauslauf | Im Gegensatz zur Ellenbogen+Hand- oder 2-Hand-Bedienung hat die Fingerrückenbedienung sichere 8 cm Distanz um unhygienischen Fingerkontakt zum Auslauf zu vermeiden | 0 | 1 |



ROTH Fingerrückenbetätigung ist kein Anfassen!

(Türklinkenbetätigung mit Fingerrücken gibt es nicht!)

34 Entscheidungsfakten: Armhebelspender? oder ab jetzt ROTH-Fingerrückenspender zur hygienischen Händewaschung und Desinfektion

Wenn Ihnen von 34 Entscheidungspunkten 20 à 1 Cent /Tag x 5 Garantie-Jahre wichtig sind, so hat der ROTH-Fingerrückenspender einen nachhaltigen Mehrwert von 365.- €

Entscheidungspunkte

Betätigung: Armhebel / Fingerrücken

| | | | | |
|----|---|--|---|--------|
| 21 | Schutz bei Alkohol-Suchtgefährdung und Demenz | Diebstahlschutz durch aufsteckbaren 2-poligem SEGUFIX-Patentknopf (Magnetschloss) und Flaschensperre | | 1 |
| 22 | Spender- und Flaschenwechsel | Sekundenschnelle Spender- und Flaschen-Wechselbestückung, leichtes Abheben vom Rückwandmagnet durch Fingerhaken-Aussparung – unterstützt maschinelle Reinigung - | | 1 |
| 23 | JVA-Bedienhebel Totalspernung | Querlochung durch das classic-Alu-Gehäuse und mit 2. SEGUFIX-ROTH-Riegelbolzen (optional) | | 1 |
| 23 | Raumsparend /optimal passend | nur 1 cm Distanz unter Ablagen, Spiegelschränken, Papierspendern | | 1 |
| 24 | 14-32 cm abgesenkte Bedienhöhe und verhinderter Präparate-Diebstahl | Durchreinigungsdistanz zum Waschbecken nur 4 cm, weil zum Flaschenwechsel der ROTH-Fingerrückenspender vom Magnet auf der flächenplanen Edelstahl-Wandhalteplatte abgezogen werden kann. Die Fingerrückenspender-barrierefrei-DIN-Bedienhöhe zwischen 85 –105 cm verhindert Seifen- und Desinfektionsmittel-Spritzer ins Gesicht | | 1 1 |
| 25 | Optimale ergonomische Bedienposition je Patient und max. Personennähe innerhalb Verweildauer | Personennah positionierbar für Kleinwüchsige, Kinder, Contergan-geschädigte sowie für Chirurgie- und Rehabereich mit dem vakuumbefestigten, variabel umsetzbaren und <u>abschließbaren</u> multifunktionalen Mobilhaltersystem z. B. vorne auf flächigen Waschbecken | | 1 |
| 26 | Kombi mit selbstklebender ROTH-Edelstahlfliese | mit vakuumbefestigtem ROTH-Mobilhaltersystem schraubenlos positionierbar, Naturstein, Möbelteilen, MRSA- + Speise- und Pflegewagenflächen oder Ultraschall-Geräten | 0 | 1 |
| 27 | Fliesende Ümrüstung | ROTH-Fingerrückenspender sind auf vorhandene, montierte Ophardt-ingo-man-Kunststoff-Wandplatten aufsteckfähig/kompatibel | | 1 |
| 28 | Andock-Adapter | Andockbar an ingo-man- und ROTH-Adapter für Normschiene, Rohrhalterklammer, Bettklammer (Option) | 1 | 1 |
| 29 | Pumpentauschfähig mit 5 Jahre Garantie | ROTH fingerrückenbetätigte Pumpen classic Serie untereinander ingo-man plus/ IMP = Tausch mit anderen IMP-Spendern | 1 | 1 |
| 30 | Edelstahl-Rückwandplatte | Hygienisch flächenplane Edelstahl-Rückwandplatte für 2-polige-SEGUFIX-Magnetschlösserverriegelung und Leerblendenabdeckung vorbereitet | | 1 |
| 31 | maschinelle Reinigung | z.B. auch bestückungsfähig auf Miele-Beladungswagen E516 z.B. 8 Stück+4 ingo-man/12 Pumpen | 1 | 1 |
| 32 | Sichtkontakt | zur Präparatmenge während der Fingerrückenbetätigung | | 1 |
| 33 | Bequeme Bedienhöhe | nach DIN 18040 barrierefrei unter 105 cm erhöht die Compliance | | |
| 34 | 72% weniger Keime | Am Bedienhebel, siehe mikrobiologischer 18-seitiger Prüfbericht der SMP Tübingen vom 13.03.2009 mit Zertifikat 20.4.2009 | | 1 |

Entscheidung:

zur hygienischen Händewaschung + Desinfektion sind Fingerrückenspender Batterie/Strom unabhängige mechanisch betätigte 500/1000 ml neutrale Universal-Spender, das am schnellsten ausführbare, hygienischste, universal positionierbare, gesichertste und barrierefrei bequemst erreichbare System. Armhebel-Spender daher nur an Personal-Arbeitsplätzen zur chirurgischen Hände-Desinfektion.